

Vectra^{H2}



A 3D képrögzítés
és animáció

**ARCRA, MELLRE
és TESTRE**

IMAGING EXCELLENCE FROM

 **CANFIELD**

**Egyszerűsített konzultációs
folyamat VECTRA H2 készülékkel
és Sculptor szoftverrel.**

FÉNYKÉPEZÉS
3D képalkotás

ÉRTÉKELÉS
és konzultáció



- Különböztesse meg rendelőjét!
- Kommunikálja a lehetőségeket!
- Oktassa pácienseit!
- Hozza közelebb a lehetséges eljárásokat!
- Növelje a páciens-elégedettséget!

ÁTTEKINTENI
a lehetőségeket

ELDÖNTENI
az irányt

MEGMUTATNI
az álmot



FACE **sculptor**®

- ✓ értékelés
- ✓ automatikus mérések
- ✓ orrplasztika
- ✓ áll formázás
- ✓ feltöltések
- ✓ face lifting
- ✓ arc kontúrozás
- ✓ bőrfelszín megújítás

BREAST **sculptor**®

- ✓ értékelés
- ✓ páciens oktatás
- ✓ emlőnagyobbítás
- ✓ mellfelvarrás
- ✓ felülvizsgálat
- ✓ sajátzsír feltöltés

BODY **sculptor**®



- ✓ hasplasztika
- ✓ zsírleszívás
- ✓ fenék nagyobbítás
- ✓ cellulit kezelés
- ✓ volumen változás mérése

*Mutassa meg pácienseinek az általuk elképzelt
esztétikai beavatkozás izgalmas lehetőségeit
Sculptor 3D szoftverrel...*



csak a **CANFIELDTŐL.**

FACE sculptor®




értékelés és edukáció



3D bőranalízis identifikálja, analizálja, és bemutatja a foltokat, a ráncokat, a textúráját, a pórusokat, a pigmentfoltokat és a vörös területeket. Grafikonok ábrázolják a kalkulált értékeket minden tulajdonságnál.




Automatizált mérések, melyek közül néhány lehetőség csak 3D technológiával érhető el, segít pácienseinek megérteni jelenlegi állapotukat.




A Candfield szabadalmaztatott **RBX® technológiája** képes elkülöníteni a bőr vörös és barna komponenseinek egyedi színezetét, a bőr állapotának pontosabb megjelenítéséhez.

A szürke mód felfedi a kontúrokat, prezentálja a lehetőségeket a korrekciós eljárásokhoz.


A Markerless Tracking™ dinamikusan értékeli a bőrfelület változását.



A bőrfelületet automatikusan feltérképezi, megjelöli és nyomon követheti. A vektor nyilak pontosan jelzik a bőrmozgás irányát és nagyságát, ami ideális ösztönző a jövőbeni kezelésekhöz (a beavatkozások folytatásához). A terápiás technikák finomításához is segítséget nyújt az orvos részére.



Feszítés & lifting





Volumenpótlás

szimulált eredmények


Az intuitív szimulációs eszközök segítenek elérni a valósághű 3D-s eredményeket.

A csúszkával a dorzális magasság beállítása azonnali háromdimenziós orrplasztikai szimulációt eredményez.


Kontúrozás Szimulálja a volumen eltávolítását vagy hozzáadását.



a lehetőségek áttekintése és az irány kijelölése



Láthatóvá teszi a kontúrváltozás mértékét egy szín-távolság térképpel, a volumenváltozást cm^3 -ben is megadva.



Kombinálja a különböző eljárásokat




Demonstrálja a különbségeket a valószínűsíthető végeredmények között csupán egy, vagy több beavatkozás eredményét szemlélítve. A Face Sculptor-ral segíthet páciensének dönteni a lehető legjobb kezelési terv mellett.

Egymásra fektethető a beavatkozás előtti kép a szimulált eredménnyel, mely nyilvánvalóbbá teszi a különbségeket.


A VECTRA H2 nem alkalmas betegségek vagy egyéb állapotok diagnosztizálására, valamint betegségek gyógyítására, enyhítésére, kezelésére vagy megelőzésére. A VECTRA H2 illusztrációként szolgál, hogy megkönnyítse a betegekkel való konzultációt a sebészeti elvárásairól. Nem támaszkodhat rá önmagában, hiszen nem helyettesíti a megfelelő műtét előtti méréseket és tervezést.

BREAST sculptor®

értékelés és edukáció



Automatizált mérések, melyek közül néhány lehetőség csak 3D technológiával érhető el, segít pácienseinek megérteni jelenlegi állapotukat.



Breast Sculptor edukáció checklist
testreszabható tájékoztató és beleegyező nyilatkozatok sorát nyújtja releváns vizuális eszközökkel és mérésekkel, mely a tájékoztatót beleegyezés folyamatát egyszerűsíti.


Nyomtassa ki az átbeszélt kérdések aláírt összefoglalóját.

szimulált eredmények

Az **intuitív szimulációs eszközök** segítenek elérni a valósághű 3D-s eredményeket.


68-270MP	270 - 300	11.6	3.9
68-300MP	300 - 330	11.9	4.1
68-330MP	330 - 360	12.3	4.2
68-360MP	360 - 390	12.7	4.2
68-390MP	390 - 420	13	4.5
68-420MP	420 - 450	13.4	4.5
68-450MP	450 - 480	13.7	4.6
68-480MP	480 - 510	14.1	4.6
68-510MP	510 - 540	14.4	4.6
68-550MP	550 - 600	14.6	4.9

A Sculptor szoftver dinamikus lágyszövet modellezési technológiája, a termék-katalógusból kiválasztott implantátumok tényleges 3D modelljeit generálja. A szoftver a gravitáció, az implantátum alakja és elhelyezkedése alapján kalkulálja a valósághű állapotot.




Hasonlítson össze több implantátum lehetőséget különböző mérettel, stílussal és alakkal.


A **mastopexia** tervezése során a Breast Sculptor szoftver modellezi a műtét elvégzésének módját, beleértve a bőr kivágásának szimulálására használt állítható bemetszéseket is.




circumareolar



circumvertical




inverted T



pre-op 3D kép



szimulált mastopexia





mastopexia emlő nagyobbításával

BODY sculptor®

a lehetőségek áttekintése és az irány kijelölése

Kiegészítő beavatkozások


Segítse, hogy páciense a lehető legjobb kezelési terv mellett döntson azáltal, hogy megmutatja a különbséget a valószínűsíthető végeredmények között, csupán egy vagy több, kombinált beavatkozással.



Egymásra fektethető
a beavatkozás előtti kép a szimulált eredmény képével, mely nyilvánvalóbbá teszi a különbségeket.

Alakformálás

Szimulálja a volumen hozzáadását vagy eltávolítását.



Automatikus körmérték és volumen mérés az alakformálás során, csak 3D technológia és 360°-os képalkotás révén érhető el.



ViewMyConsult® web portál segít kapcsolatban maradni pácienseivel, míg megfontolják az esztétikai beavatkozások lehetőségeit. A biztonságos hozzáféréssel (jelszóval védett weboldallal), a páciensek meg tudják nézni a saját 3D-s képeiket saját otthonuk privát légkörében. Páciensei – a kezelőorvos döntése szerint – akár mindent hazavihetnek a ViewMyConsult®-tal és a személyre szabott, kinyomtatott riporttal.



Az opcionális IntelliStage® „forgószőnyeg” lehetővé teszi a pontos iránytartást a reprodukálható 360°-os képkészítéshez.



VECTRA H2 vakuja behajtható a biztonságos szállításhoz.



A táska tartozék.

Vectra^{H2}



✓ Hordozható, kis tömegű, könnyen kezelhető

✓ Fotografikus minőségű 3D képalkotás

✓ Az innovatív vaku stúdió minőségű megvilágítást biztosít a topográfia és a kontúrok optimális megjelenítéséhez

✓ Kétféle fókuszáló fénysugár a távolságbeállításhoz - egy az arcra és egy a testre - biztosítja a tökéletes élességet és az optimális felbontást

✓ Páratlan értékelő és konzultációs szoftver



IMAGING EXCELLENCE FROM

 **CANFIELD**

drderm
EQUIPMENT